



OWiIT
ŁĘCZNA



Nr 02/PCPR/OWiIT/2025/DCZ

Ośrodek Wsparcia i Testów
przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Łęcznej
21-010 Łęczna, ul. Staszica 9
tel. 81 5315384, 576555799

Załącznik nr 2a do Zapytania ofertowego - Szczegółowy formularz ofertowy

Lp.	Nazwa sprzętu/urządzenia	Marka, model i opis oferowanego sprzętu/urządzenia	Ilość sztuk	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	Vat (w %)	Wartość brutto (zł)
1.	<u>Podnośnik transportowo – kąpielowy do 180 kg - Etac Moliift Mover 180 lub równoważne</u> • Szerokość wieszaka: M-45 cm (+/- 5cm) • Typ wieszaka: 4 punktowy z wagą • Dla pacjentów do min. 180 kg • Materiał: Aluminium, Stal, waga max. 32 kg • Uchwyt do pchania • Możliwość podnoszenia z podłogi oraz z wysokich powierzchni – zakres podnoszenia min. 27 cm – 163 cm • Elektrycznie regulowane ustawienie nóg • Awaryjne opuszczanie pacjenta - elektryczne oraz manualne • Szybka wymiana wieszaków bez użycia kluczy - szybkoszłączka • System powiadomień serwisowych • Kółka min. 75 mm • Waga pacjenta III klasy (możliwość oceny BMI pacjenta) • Około 3 godzin do pełnego naładowania		1 szt.				



OWIT
LĘCZNA


Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

	• Prędkość podnoszenia: min. 4.6 cm/sek						
2.	<u>Podnośnik transportowo – kąpielowy do 180 kg, Etac</u> <u>Molift Mover 180 lub równoważne</u> • Szerokość wieszaka L-55 cm (+/- 5 cm) • Typ wieszaka: 4 punktowy • Dla pacjentów do min. 180 kg • Materiał: Aluminium, Stal, waga max. 32 kg • Uchwyt do pchania • Możliwość podnoszenia z podłogi oraz z wysokich powierzchni – zakres podnoszenia min. 27 cm – 163 cm • Elektrycznie regulowane ustawienie nóg • Awaryjne opuszczanie pacjenta - elektryczne oraz manualne • Szybka wymiana wieszaków bez użycia kluczy - szybkozłączka • System powiadomień serwisowych • Kółka min. 75 mm • Waga pacjenta III klasy (możliwość oceny BMI pacjenta) • Około 3 godzin do pełnego naładowania • Prędkość podnoszenia: min. 4.6 cm/sek	1 szt.					

3. <u>Składany podnośnik transportowo – kąpielowy do 150 kg - Etac Moliift Smart 150 lub równoważne</u> • Dla pacjentów do min. 150 kg • Funkcja składania bez użycia narzędzi i może zostać rozdzielony na dwie części • Materiał: Aluminium, Stal, waga max. 26 kg • Uchwyt do pchania • Możliwość podnoszenia z podłogi oraz z wysokich powierzchni – zakres podnoszenia min. 27 cm – 168 cm • Wieszak 4 punktowy • System powiadomień serwisowych • Kółka min. 50 mm • Około 3 godzin do pełnego naładowania • Prędkość podnoszenia: min. 6 cm/sek		1 szt.					
4. <u>Podnośnik transportowo – kąpielowy do 205 kg - Etac Moliift Mover 205 lub równoważne</u> • Dla pacjentów do min. 205 kg • Szerokość wieszaka: rozmiar L-55 cm (+/- 5 cm) • Typ wieszaka: 4 punktowy • Materiał: Aluminium, waga max 39 kg • Uchwyt do pchania • Możliwość podnoszenia z podłogi oraz z wysokich powierzchni – zakres podnoszenia min. 35 cm – 180 cm • Elektrycznie regulowane ustawienie nóg • Awaryjne opuszczanie pacjenta - elektryczne oraz manualne		1 szt.					

• Wieszak 4 punktowy w standardzie - rozmiar M • Dostępne różne szerokości wieszaków - dopasowanie do pacjentów o różnej budowie ciała • Możliwość zastosowania noszy (do 300 kg) - kompatybilne z wieszakiem 4 punktowym oraz MRI (można ich używać w trakcie badania pacjenta rezonansem magnetycznym) • Szybka wymiana wieszaków bez użycia kluczy - szybkozłączka • System powiadomień serwisowych • Kółka min. 75 mm • Około 3 godzin do pełnego naładowania • Prędkość podnoszenia: min. 4cm/sek					
5. Uniwersalna podwieszka z wysokim podparciem pleców - MOLIFT RGO WYSOKIE PLECY SIATKA lub równoważne • Rozmiar: M: 45–95 kg (+/- 5 kg) • Pasująca do podnośnika z pozycji nr 1 • ergonomiczna podwieszka siatkowa wykorzystywana podczas transferu pacjenta, który wymaga dodatkowego wsparcia głowy • wykonana z miękkiego materiału poliestrowego z siatki. Materiał dobrze oddycha i bardzo szybko schnie • podwieszka siatkowa idealnie nadaje się do kąpieeli i pryszniców, jej kształt został zaprojektowany tak, aby pasował do 2 i 4-punktowego systemu zawieszania • wygodne mocowania oznaczone różnymi kolorami,		1 szt.			

kieszeń na plecach oraz oparcia na nogi i paski dla lepszego rozkładu masy pod nogami • wsparcie dla całych pleców • przesuwne pętle zapewniające zrównoważony rozkład ciężaru • Czytelny system etykietowania, czytelne i widoczne informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podwieszki • Kieszenie z tyłu podwieszki i na podnóżkach ułatwiają umieszczenie pacjenta, przede wszystkim w pozycji siedzącej • Materiał: Polyester, Piankowe obszycie							
6. Uniwersalna podwieszka z wysokim podparciem pleców - MOLIFT RGO WYSOKIE PLECY SIATKA lub równoważne • rozmiar: L: 90–160 kg (+/- 5 kg) • Pasująca do podnośnika z pozycji nr 2 • ergonomiczna podwieszka siatkowa wykorzystywana podczas transferu pacjenta, który wymaga dodatkowego wsparcia głowy • wykonana z miękkiego materiału poliestrowego z siatki. Materiał dobrze oddycha i bardzo szybko schnie • podwieszka siatkowa idealnie nadaje się do kąpieli i pryszniców, jej kształt został zaprojektowany tak, aby pasował do 2 i 4-punktowego systemu zawieszania • wygodne mocowania oznaczone różnymi kolorami, kieszeń na plecach oraz oparcia na nogi i paski dla		1 szt.					



OWIT
LĘCZNA


Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

	• lepszego rozkładu masy pod nogami • wsparcie dla całych pleców • przesuwne pętle zapewniające zrównoważony rozkład ciężaru • Czytelny system etykietowania, czytelne i widoczne informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podwieszki • Kieszenie z tyłu podwieszki i na podnóżkach ułatwiają umieszczenie pacjenta, przede wszystkim w pozycji siedzącej • Materiał: Poliester, Piankowe obicie						
7.	<u>Uniwersalna podwieszka ze średnim i usztywnianym podparciem pleców oraz głowy - MOLIFT RGO ŚREDNIE PLECY lub równoważne</u> • rozmiar: M: 45–95 kg (+/- kg) • Pasująca do podnośnika z pozycji nr 3 • ergonomiczna podwieszka ułatwiająca transfer pacjenta • podwieszka wykorzystywana jest podczas transferu pacjenta, który porusza samodzielnie głowę • wygodne mocowania oznaczone różnymi kolorami, kieszeń na plecach oraz oparcia na nogi i paski dla lepszego rozkładu masy pod nogami • podwieszka dostępna jest w wersji wyściełanej i siatkowej • wygodne mocowania zapewniają równy rozkład ciężaru • czytelny system etykietowania, czytelne i widoczne	1 szt.					

	- informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podwieszki - kieszenie z tyłu podwieszki i na podnóżkach ułatwiają umieszczenie pacjenta, przede wszystkim w pozycji siedzącej - materiał: Poliester, Piankowe obszycie						
8.	<u>Uniwersalna podwieszka ze średnim i usztywnianym podparciem pleców oraz głowy - MOLIFT RGO ŚREDNIE PLECY lub równoważne</u> - Rozmiar: L: 90–160 kg (+/- 5 kg) - Pasująca do podnośnika z pozycji nr 4 - ergonomiczna podwieszka ułatwiająca transfer pacjenta - podwieszka wykorzystywana jest podczas transferu pacjenta, który porusza samodzielnie głową - wygodne mocowania oznaczone różnymi kolorami, kieszeń na plecach oraz oparcia na nogi i paski dla lepszego rozkładu masy pod nogami - podwieszka dostępna jest w wersji wyściełanej i siatkowej - wygodne mocowania zapewniają równy rozkład ciężaru - czytelny system etykietowania, czytelne i widoczne informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podwieszki - kieszenie z tyłu podwieszki i na podnóżkach ułatwiają umieszczenie pacjenta, przede wszystkim w pozycji siedzącej - materiał: Poliester, Piankowe obszycie	1 szt.					



OWIT
ŁĘCZNA


Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

9.	Aktywna podwieszka do treningu chodzenia - MOLIFT RGD DO CHODZENIA lub równoważne • Rozmiar XL – min. 160-240 kg • pasująca do podnośnika z pozycji nr 4 • Podwieszka do treningu chodzenia, niezależnego lub z pomocą • Podwieszka przeznaczona jest do bezpiecznej rehabilitacji, takiej jak trening chodu, ćwiczenia na stojąco oraz ćwiczenia równowagi • Podwieszka ma podwójnie zapięty szeroki wyściełany pas, który rozkłada nacisk równomiernie na większą powierzchnię • Wyściełane paski pachwinowe zabezpieczają podwieszkę przed przesuwaniem się i opuszczaniem • Samozaciskające się pętle podwieszki zapobiegają ześlizgiwaniu się lub upadkowi pacjentów • System klamry z przodu zapewnia pacjentowi większe możliwości samodzielnego wykonywania ćwiczeń chodu lub toalety, bez pomocy osób trzecich • Materiał: Poliester, piankowe obszycie	1 szt.				
RAZEM						