



02/PCPR/OWIT/2025/DCZ

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa i opis sprzętu, urządzenia	Ilość sztuk
1.	<u>Podnośnik transportowo – kąpielowy do 180 kg - Etac Molift Mover 180 lub równoważne</u> • Szerokość wieszaka: M-45 cm (+/- 5cm) • Typ wieszaka: 4 punktowy z wagą • Dla pacjentów do min. 180 kg • Materiał: Aluminium, Stal, waga max. 32 kg • Uchwyt do pchania • Możliwość podnoszenia z podłogi oraz z wysokich powierzchni – zakres podnoszenia min. 27 cm – 163 cm • Elektrycznie regulowane ustawienie nóg • Awaryjne opuszczanie pacjenta - elektryczne oraz manualne • Szybka wymiana wieszaków bez użycia kluczy - szybkozłączka • System powiadomień serwisowych • Kółka min. 75 mm • Waga pacjenta III klasy (możliwość oceny BMI pacjenta) • Około 3 godzin do pełnego naładowania • Prędkość podnoszenia: min. 4.6 cm/sek	1 szt.
2	<u>Podnośnik transportowo – kąpielowy do 180 kg Etac Molift Mover 180 lub równoważne</u> • Szerokość wieszaka L-55 cm (+/- 5 cm) • Typ wieszaka: 4 punktowy • Dla pacjentów do min. 180 kg • Materiał: Aluminium, Stal, waga max. 32 kg • Uchwyt do pchania • Możliwość podnoszenia z podłogi oraz z wysokich powierzchni – zakres podnoszenia min. 27 cm – 163 cm • Elektrycznie regulowane ustawienie nóg • Awaryjne opuszczanie pacjenta - elektryczne oraz manualne	1 szt.



	- Szybka wymiana wieszaków bez użycia kluczy - szybkozłączka - System powiadomień serwisowych - Kółka min. 75 mm - Waga pacjenta III klasy (możliwość oceny BMI pacjenta) - Okolo 3 godzin do pełnego naładowania - Prędkość podnoszenia: min. 4.6 cm/sec	
3.	<u>Składany podnośnik transportowo – kąpielowy do 150 kg - Etac Molift Smart 150 lub równoważne</u> Dla pacjentów do min. 150 kg - Funkcja składania bez użycia narzędzi i może zostać rozdzielony na dwie części - Materiał: Aluminium, Stal, waga max. 26 kg - Uchwyt do pchania - Możliwość podnoszenia z podłogi oraz z wysokich powierzchni – zakres podnoszenia min. 27 cm – 168 cm - Wieszak 4 punktowy - System powiadomień serwisowych - Kółka min. 50 mm - Okolo 3 godzin do pełnego naładowania - Prędkość podnoszenia: min. 6 cm/sec	1 szt.
4.	<u>Podnośnik transportowo – kąpielowy do 205 kg - Etac Molift Mover 205 lub równoważne</u> Dla pacjentów do min. 205 kg Szerokość wieszaka: rozmiar L-55 cm (+/- 5 cm) Typ wieszaka: 4 punktowy - Materiał: Aluminium, waga max 39 kg - Uchwyt do pchania - Możliwość podnoszenia z podłogi oraz z wysokich powierzchni – zakres podnoszenia min. 35 cm – 180 cm - Elektrycznie regulowane ustawienie nóg - Awaryjne opuszczanie pacjenta - elektryczne oraz manualne - Dostępne różne szerokości wieszaków - dopasowanie do pacjentów o różnej budowie ciała	1 szt.



	• Możliwość zastosowania noszy (do 300 kg) - kompatybilne z wieszakiem 4 punktowym oraz MRI (można ich używać w trakcie badania pacjenta rezonansem magnetycznym) • Szybka wymiana wieszaków bez użycia kluczy - szybkozłączka • System powiadomień serwisowych • Kółka min. 75 mm • Około 3 godzin do pełnego naładowania • Prędkość podnoszenia: min. 4cm/sek	
5.	<u>Uniwersalna podwieszka z wysokim podparciem pleców - MOLIFT RGO WYSOKIE PLECY SIATKA lub równoważne</u> • Rozmiar: M: 45–95 kg (+/- 5 kg) • Pasująca do podnośnika z pozycji nr 1 • ergonomiczna podwieszka siatkowa wykorzystywana podczas transferu pacjenta, który wymaga dodatkowego wsparcia głowy • wykonana z miękkiego materiału poliestrowego z siatki. Materiał dobrze oddycha i bardzo szybko schnie • podwieszka siatkowa idealnie nadaje się do kąpeli i pryszniców, jej kształt został zaprojektowany tak, aby pasował do 2 i 4-punktowego systemu zawieszenia • wygodne mocowania oznaczone różnymi kolorami, kieszeń na plecach oraz oparcia na nogi i paski dla lepszego rozkładu masy pod nogami • wsparcie dla całych pleców • przesuwne pętle zapewniające zrównoważony rozkład ciężaru • Czytelny system etykietowania, czytelne i widoczne informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podwieszki • Kieszenie z tyłu podwieszki i na podnóżkach ułatwiają umieszczenie pacjenta, przede wszystkim w pozycji siedzącej • Materiał: Poliester, Piankowe obszyście	1 szt.
6.	<u>Uniwersalna podwieszka z wysokim podparciem pleców - MOLIFT RGO WYSOKIE PLECY SIATKA lub równoważne</u> • rozmiar: L: 90–160 kg (+/- 5 kg) • Pasująca do podnośnika z pozycji nr 2 • ergonomiczna podwieszka siatkowa wykorzystywana podczas transferu pacjenta, który wymaga dodatkowego wsparcia głowy	1 szt.



	• wykonana z miękkiego materiału poliestrowego z siatki. Materiał dobrze oddycha i bardzo szybko schnie • podwieszka siatkowa idealnie nadaje się do kąpeli i pryszniców, jej kształt został zaprojektowany tak, aby pasował do 2 i 4-punktowego systemu zawieszenia • wygodne mocowania oznaczone różnymi kolorami, kieszeń na plecach oraz oparcia na nogi i paski dla lepszego rozkładu masy pod nogami • wsparcie dla całych pleców • przesuwne pętle zapewniające zrównoważony rozkład ciężaru • Czytelny system etykietowania, czytelne i widoczne informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podwieszki • Kieszenie z tyłu podwieszki i na podnóżkach ułatwiają umieszczenie pacjenta, przede wszystkim w pozycji siedzącej • Materiał: Poliester, Piankowe obszycie	
7.	<u>Uniwersalna podwieszka ze średnim i usztywnianym podparciem pleców oraz głowy - MOLIFT RGO ŚREDNIE PLECY lub równoważne</u> • rozmiar: M: 45–95 kg (+/- kg) • Pasująca do podnośnika z pozycji nr 3 • ergonomiczna podwieszka ułatwiająca transfer pacjenta • podwieszka wykorzystywana jest podczas transferu pacjenta , który porusza samodzielnie głową • wygodne mocowania oznaczone różnymi kolorami, kieszeń na plecach oraz oparcia na nogi i paski dla lepszego rozkładu masy pod nogami • podwieszka dostępna jest w wersji wyściełanej i siatkowej • wygodne mocowania zapewniają równy rozkład ciężaru • czytelny system etykietowania, czytelne i widoczne informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podwieszki • kieszenie z tyłu podwieszki i na podnóżkach ułatwiają umieszczenie pacjenta, przede wszystkim w pozycji siedzącej • materiał: Poliester, Piankowe obszycie	1 szt.
8.	<u>Uniwersalna podwieszka ze średnim i usztywnianym podparciem pleców oraz głowy - MOLIFT RGO ŚREDNIE PLECY lub równoważne</u> • Rozmiar: L: 90–160 kg (+/- 5 kg) • Pasująca do podnośnika z pozycji nr 4	1 szt.



	• ergonomiczna podwieszka ułatwiająca transfer pacjenta • podwieszka wykorzystywana jest podczas transferu pacjenta , który porusza samodzielnie głową • wygodne mocowania oznaczone różnymi kolorami, kieszeń na plecach oraz oparcia na nogi i paski dla lepszego rozkładu masy pod nogami • podwieszka dostępna jest w wersji wyściełanej i siatkowej • wygodne mocowania zapewniają równy rozkład ciężaru • czytelny system etykietowania, czytelne i widoczne informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podwieszki • kieszenie z tyłu podwieszki i na podnóżkach ułatwiają umieszczenie pacjenta, przede wszystkim w pozycji siedzącej • materiał: Poliester, Piankowe obszycie	
9.	<u>Aktywna podwieszka do treningu chodzenia - MOLIFT RGO DO CHODZENIA lub równoważne</u> • Rozmiar XL – min. 160-240 kg • pasująca do podnośnika z pozycji nr 4 • Podwieszka do treningu chodzenia, niezależnego lub z pomocą • Podwieszka przeznaczona jest do bezpiecznej rehabilitacji, takiej jak trening chodu, ćwiczenia na stojąco oraz ćwiczenia równowagi • Podwieszka ma podwójnie zapięty szeroki wyściełany pas, który rozkłada nacisk równomiernie na większą powierzchnię • Wyściełane paski pachwinowe zabezpieczają podwieszkę przed przesuwaniem się i opuszczaniem • Samozaciskające się pętle podwieszki zapobiegają ześlizgiwaniu się lub upadkowi pacjentów • System klamry z przodu zapewnia pacjentowi większe możliwości samodzielnego wykonywania ćwiczeń chodu lub toalety, bez pomocy osób trzecich • Materiał: Poliester, piankowe obszycie	1 szt.